



Dieses komplett aus Metall hergestellte Behandlungsgerät ist als bodenmontiertes oder stuhladaptiertes Gerät lieferbar.

Es besteht aus einer schwenkbaren Speifontäne mit abnehmbarer Speischale und flexiblem Saugschlauchhalter, sowie einem schwenkbaren Instrumententisch, variabel bestückbar mit bis zu fünf Instrumenten.

Egal ob in Schwingarm – Version oder mit unterhängenden Schläuchen, das Gerät besticht durch seine durchdachte und solide Konstruktion. Die Instrumentenbestückung ist frei wählbar.

Instrumententisch bestückbar mit:

- Wasser - Luftspritze
- Lichtturbine
- Licht – Mikromotor mit Kollektoren
- Licht – Mikromotor Kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät
- Lichthärtelampe

Die Motordrehzahl, Sprayvorwahl der Instrumente, sowie Chip – Blower, wird über den Fussanlasser gesteuert.



Speifontäne:

Die Speifontäne kann um 90° vom Behandlungsstuhl weg geschwenkt werden.

Der komplette Speischalenaufsatz inklusive Speischale lässt sich bei Bedarf zum Patienten hin drehen.

Die Speischale ist aus Hygienegründen abnehmbar, und kann somit im Steri gereinigt werden. Speischalenspülung sowie die Füllmenge des Mundspülbechers sind über Zeitglied geregelt.

Die beiden Absaugschläuche sind durch den großen Schwenkbereich des Saugschlauchhalters sehr variabel einsetzbar.

Das Arbeiten ohne Assistenz ist somit jederzeit möglich.

Vorbereitet ist die Anlage für Nass – bzw. Trockenabsaugung.

