

EDI LAMPADA



Die Behandlungsleuchte „ EDI „ ist eine sehr verbreitete Lampe, die von vielen Geräteausrüstern gerne verwendet wird.

Der schlanke Gelenkarm mit den gerundeten Kanten, sowie der optisch sehr gut dazu passende Lampenkopf, verleihen ihr einen eleganten Gesamteindruck.

Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt wahlweise über einen manuellen Schalter oder einen berührungslosen Sensor.

Die beidseitig angebrachten offenen Lampengriffe sind abnehmbar, und können bei 134° C sterilisiert werden.

Wahlweise kann die „ EDI „ auch mit fest angebrachten Griffen und einem abnehmbarem Mittelgriff geliefert werden.

Die Beleuchtungsstärke kann mit einem Cursor auf der Rückseite des Lampenkopfes verändert werden.

Für die Decken-, Wand- oder Bodenmontage steht entsprechendes Montagematerial zur Verfügung.



Technische Daten:

Anschlussspannung:	230 V - 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	95 W
Transformator:	230 V - 17V
Halogenlampe:	17 V - 95W
Lichtfeld:	60 X 180mm
Farbtemperatur:	5.000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:	25.000 Lux

