



Chirurgische Absaugpumpe Vacuson 40



Mobile Absaugpumpe für den chirurgischen Einsatz mit stufenlos regelbare Saugleistung. Lieferbar wahlweise mit Ein / Mehrwegflaschen.

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Saugschlauch 14 / 8mm
- Netzkabel
- 10 Stk. Einweg – Bakterienfilter
- Fuß – Schalter Ein/Aus
- Wahlweise 2 Ein / Mehrwegflaschen

Technische Daten:

- Spannung: 230V 50/60Hz
- Motorleistung: 185 W
- Saugleistung: 40l / min
- Vacuum: Max. -0.9 bar
- Maße mm: B 360 T 290 H 280
- Gewicht: 8.5 Kg



Gerätewagen Sanicar

Lieferumfang:

- Fahrenbares Stativ mit zwei Ablagen
- Drei Steckdosen 230V
- Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten:

- Spannung: 230V 50/60Hz
- Maße mm: B 385 T 400 H 1350
- Gewicht: 17 Kg