

## Kompaktes Multifunktions – Center M - 168

Intraorale Kamera – Röntgenfilmbetrachter - Röntgenfilmscanner



Dieses kompakte Kamerasystem besteht durch sein großes Einsatzspektrum. Alle Bilder, ob Aufnahmen der Farbkamera oder eingelegte Zahnfilme, werden auf einem hochauflösendem 5" ( 12.7cm ) LCD – Farbbildschirm angezeigt.

Sechs weiße LED's im Kopf der Kamera sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes. Der Weißabgleich sowie die Fokussierung erfolgen automatisch. Die durch die Kamera produzierten Bilder können auf eine SD – Speicherkarte abgelegt, erneut betrachtet und jederzeit wieder gelöscht werden.


Die eingelegten intraoralen Zahnfilme können ebenfalls auf einer separaten SD – Speicherkarte gespeichert, und zur weiteren Bearbeitung auf einen PC übertragen werden.

### Ausgänge:

Anschluss für externen TV  
Anschluss für externen VGA – Monitor  
USB – Ausgang

### Im Lieferumfang enthalten:

Kamerasystem wie Abbildung  
Netzteil 230V/AC – 5V/DC  
USB – Adapter für SD – Speicherkarte  
2 Stk. SD – Speicherkarte  
50 Stk. Hygienefolien für Kamera



**Kamera-Anschluss mit Kabel: Preis zzgl. MwSt. € 690.—**  
**Kamera-Anschluss kabellos: Preis zzgl. MwSt. € 890.—**