

Kamerasystem TCF – 988



Lieferumfang:

Kamera TCF – 988 mit Sony Super HAD CCD – Sensor (410.000 Pixel)

Aufsteckbarer 2.5" LCD Monitor

Basisstation mit Ausgängen für Video - USB / VGA

Transformator 5V DC

Anschlusskabel IR / AV / VGA / USB

50 Stk. Hygienehüllen

Kamera CF – 988

1/4" Sony Super HAD CCD Sensor (410.000 Pixel)

Kamerakopf mit sechs weißen LED's

Automatischer Weißabgleich

Autofocus – Funktion

Tasten für Bild speichern / löschen

Tasten für Bildgalerie vor / zurück

Adapter für Mini – LCD 2.5"

Basisstation:

4 – Kanalspeicher für je 60 Bilder

Zoom / Löschkfunktion

Ausgänge für Video / USB / VGA

Set – Preis zzgl. MwSt. € 690.--