

## Kamerasystem TCF – 988 ( Kabellos )



### TCF – 988

Ein umfassendes intra-orales Kamera-System, das sich an jedem Arbeitsplatz problemlos installieren lässt. Die Bildübertragung der Kamera zur Basisstation erfolgt drahtlos per Funk.

An die Basisstation kann ein LCD - Bildschirm, ein VGA – Monitor oder ein PC per USB – Anschluss angeschlossen werden.

Die Kamera besitzt eine aufladbare Lithium Batterie, die Basisstation wird mit der vorhandenen 24 V Spannung des Behandlungsgerätes versorgt.

#### Technische Daten Kamera:

¼“ sony Super HAD CCD Sensor ( 410.000 Pixel )  
Kamerakopf mit sechs weißen LED  
Automatischer Weißabgleich  
Autofocus – Funktion  
Tasten für Bild speichern / löschen  
Tasten für Bildgalerie vor / zurück  
Adapter für Mini – LCD 2.5“

#### Lieferumfang:

Kamera TCF – 988 mit Sony Super HAD CCD – Sensor ( 410.000 Pixel )  
Basisstation mit Empfänger  
Aufsteckbarer 2,5“ LCD Monitor  
Ladestation für Kamera - Akku  
Hygienefolien 50 Stk.

**Preis zzgl. MwSt. € 785.—**