



Noble Light Typ 654 U ist auch mit Auflicht für indirekte Ausleuchtung lieferbar !!

#### TECHNISCHE DATEN:

<b>Bezeichnung:</b>	Umfeldbeleuchtung - spezialangefertigte Zahnarztbeleuchtung in U-Form.
<b>Größe:</b>	Außenabmessungen: L=1800/1260 mm, B=1260/1530 mm, H=54 mm.
<b>Gewicht:</b>	15,3 kg.
<b>Material:</b>	Aluminiumprofile. Reflektoren aus reinem, 99,99-prozentigem Aluminium. Die Armaturen werden mit Leuchtstoffröhren von bester Farbwiedergabe geliefert.
<b>Farbe:</b>	Reinweiß, RAL 9010
<b>Stromanschluss:</b>	230 V einschl. 2,5 m Kabel mit Netzstecker.
<b>Stromverbrauch:</b>	324 W
<b>Anzahl der Leuchtstoffröhren:</b>	2 x 3
<b>Vorschaltgeräte:</b>	HF
<b>Beleuchtungsstärke:</b>	ca. 3500 - 3700 Lux - bei einem Abstand von 1400 mm von der Mundhöhle.
<b>Blendschutz:</b>	Vollreflexraster für maximale Lichtausbeute. Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.
<b>Aufhängung:</b>	Drahtseil - 4 Stk. HINWEIS: Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.
<b>Umwelt/Recycling:</b>	Bis auf die Leuchtstoffröhren kann das gesamte Material der Armaturen wiederverwendet werden.



Preis zzgl. MwSt. € 1.880.—