


Denta Hybrid ist eine revolutionäre Leuchte mit einer einzigartigen Kombination aus Leuchtstoffröhre und LED-Beleuchtung.

Die in der äußeren Lichtzone befindlichen Leuchtstoffröhren sorgen für eine Lichtstärke von 4.000 Lux, gemessen bei einem Abstand von 1.2 m.

Das mittig großflächige LED-Feld umfasst bis zu 250 verschiedene Farben, die sich zu unterschiedlichen Farbkombinationen zusammen stellen lassen.

So kann z.B. ein kompletter Tagesverlauf vom ersten Dämmerungslicht bis hin zu einer warmen abendlichen Lichtstimmung simuliert werden.

Dieses faszinierende Farbenspiel wirkt beruhigend auf den Patienten, baut bei den Mitarbeitern Stress ab und erhöht gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit.



Denta Hybrid

- Lichtstärke: 4.000 Lux / 1.2m
- Röhren: 4 X 54W / 2 X 24W
- Maße: 1560 X 780 X 55mm
- Gewicht: 22Kg



Informationen auch unter:

www.d-tec.se/uploads/file/d_tec_de_2_webb.pdf