

Intra-Oral Kamera

AP II (TV – Anschluss)

Lieferumfang:

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | 512M SD Speicherkarte | 1 X |
| 2. | AV Kabel / IR Kabel (für TV – Anschluss) | 1 X |
| 3. | USB - Kabel | 1 X |
| 4. | Software | 1 X |
| 5. | Kamera Handstück | 1 X |
| 6. | Basisstation | 1 X |
| 7. | Hygieneschutzhüllen | 1 X. |



Technische Beschreibung:

1. 1/4 ± Sony Super Sensor CCD (300,000 pixel)
2. Hohe Bildauflösung, automatischer Weissabgleich, Autofocus
3. Kompakte Bauweise und einfach in der Anwendung
4. Optimale Ausleuchtung durch 6 weisse LED's
5. Alle Bedienelemente befinden sich am Kamerahandstück.

Preis zzgl. MwSt. € 780.--