



Die **Noble Light** Laborleuchten sind in verschiedenen Größen lieferbar, und sind zum Arbeitsfeld hin mit einer Hartglasscheibe gegen Staub und Hitze ( Bunsenbrenner ) ausgestattet. Die Farbtemperatur der Leuchtstoffröhren beträgt bei allen Systemen 6500 Kelvin. Die Beleuchtungsstärke ist abhängig von der Größe der verschiedenen Leuchten. Alle Leuchten sind pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9010 ( reinweiß ). Andere Farben sind gegen Aufpreis lieferbar. Die Lampenmontage erfolgt abgehängt mittels Drahtseilen von der Decke, bzw. durch spezielles Tischstativ mit Ablagen für Arbeitsschalen.

Lieferbare Modelle: ( L X B X H )

### **NL 224 LAB**

660 x 270 x 54 mm  
Röhren: 2 X 24W  
Beleuchtungsstärke 3500 Lux / 0,6m  
Preis zzgl. MwSt. € 490.—

### **NL 239 LAB**

960 x 270 x 54 mm  
Röhren: 2 X 39W  
Beleuchtungsstärke: 4900 Lux / 0,6m  
Preis zzgl. MwSt. € 630.—

### **NL 254 LAB**

1260 x 270 x 54 mm  
Röhren: 2 X 54W  
Beleuchtungsstärke: 6500 Lux / 0,6m  
Preis zzgl. MwSt. € 790.—



Seile zur Deckenmontage sind in den angegebenen Preisen enthalten. Tischstative lieferbar gegen Aufpreis.