



- 23 Liter Kammervolumen (4 Normtrays)
- Außenmaße T 578 X B 500 X H 420mm
- Mit integriertem Drucker
- Zusätzliche Schnittstelle RS 232 zu PC
- Dampfgenerator zum schnellen Aufheizen
- Vakuumpumpe zur schnellen Luftentleerung der Kammer
- 8 Sterilisationsprogramme (1 Schnellprogramm 2 Prüfprogramme)
- computergesteuertes Kontrollsystem aller Parameter
- Memory für die letzten 10 Sterilisationszyklen
- Display zeigt laufend alle Phasen der Sterilisierzyklen an
- Zweifach gesicherter Türverschluss
- Einwegsystem mit zwei integrierten Wassertanks
- Das Gerät ist validierbar
- Effektiv einsetzbar bis zu 6 Sterilisationen täglich

Im Lieferumfang enthalten:

- Schalenhalter
- 4 Schalen
- Schalengriff
- Drucker

Technische Daten

- Spannung 230V / 50Hz
- Leistung 3200W / 14A
- Gewicht 60Kg

Preis zzgl. MwSt. € 5.150.--