



Dieses mobile Behandlungsgerät besticht durch seine ergonomische Formgebung und schlichte Eleganz. Egal ob Neueinrichtung oder Praxismodernisierung, das „D T - CART „ passt sich jeder Situation an.

Gegenüber vielen anderen Behandlungseinheiten kann dieses Gerät flexibel in verschiedenen Behandlungsräumen eingesetzt werden. Die Wasser / Luft – Versorgung erfolgt hier lediglich durch Schnellkupplungen, sowie 230V Stecker.

Eine Festinstallation mit Bodendose ist ebenfalls möglich.

Die Steuerung der Instrumente und Bohrantriebe erfolgt durch eine solide Luftsteuerung, die einen störungsfreien Betrieb, auch über Jahre hinweg, gewährleistet.

Lieferbar ist dieses Behandlungsgerät als L – Gerät, komplett mit Luft betriebenen Instrumenten bestückt oder als E – Gerät, mit elektrisch betriebener Instrumentenausstattung.

Neben der Wasser / Luft – Spritze kann das Gerät mit vier weiteren, frei wählbaren Instrumenten, ausgestattet werden.

Ausstattungsöglichkeiten:

- Lichtturbinenanschluss
- Lichtmikromotor Bien Air MC3
- Zahnsteinentfernungsgerät
- Wasser / Luftspritze
- Internes Wassersystem (Clean – Water)

Preisbeispiel

DT – CART mit Bodenanschlussdose (Festanschluss) oder Schnellkupplungen und 230V Stecker (variabler Anschluss), ausgestattet mit:

- 1 Wasser / Luft-Spritze
- 1 Lichtturbinenanschluss 4-Loch Midwest
- 2 Mikromotore Bien Air MC3
- 1 ZEG Typ AP - Selector

Preis zzgl. MwSt. € 5.650.—